

JOBST®

Kompression, die
nicht
verrutscht
für mehr
Komfort

EIN NEUES
MASS AN
KOMFORT

JOBST® SoftFit

Das innovative und einzigartige Bündchen, mit dem
Sie neue Maßstäbe beim Patientenkomfort setzen





JOBST® SoftFit - um den Alltag Ihrer Patienten angenehmer zu machen

Für Ihre Patienten ist Komfort am wichtigsten. Er trägt dazu bei, dass sie ihre Kompressionsware regelmässig tragen. Dadurch kann das Ergebnis der Kompressionstherapie verbessert werden.

Unterstützen Sie Ihre Patienten bei ihrer Therapie, indem Sie **JOBST** Kompressionsware mit **SoftFit-Bündchen** wählen. Bei Kompressionsstrümpfen mit der einzigartigen **JOBST SoftFit**-Technologie wird ein feiner Silikonfaden ins Bündchen gestrickt. Der Strumpf rutscht somit nicht und schneidet auch die Haut des Patienten nicht ein. Ihre Patienten können also **sicher und entspannt ihren Alltag bestreiten**, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass ihre Strümpfe verrutschen.



Wählen Sie JOBST Kompressionsstrümpfe mit dem einzigartigen SoftFit-Bündchen: Der Strumpf sitzt **bequem, ohne zu verrutschen**, und verschafft Ihren Patienten ein neues Mass an Komfort.

Versorgungen



Wadenstrumpf

Produktlinien



Kompressionsklassen

15-20 mmHg

20-30 mmHg

30-40 mmHg