



**JOBST**<sup>®</sup>

Kompression für  
alle, die sich gern

**frei  
bewegen**

## **JOBST<sup>®</sup> Confidence**

Die nächste Generation flachgestrickter  
Kompressionsversorgungen nach Mass

**NEUE  
STRUMPF-  
HOSEN-  
DESIGNS**



## Bieten Sie Ihren Klienten Zusätze, Farben und Design-Elemente

### Zusätze



Funktionszone Knie  
/ Ellenbogen



Funktionszone  
Fuss, T-Ferse




Hallux Valgus Zone  
(offen/ geschlossen)



Schräger  
Fuss

### Design-Elemente



Deco Line



Initialen



Bund mit  
Blumenmotiv  
(5 cm)



# JOBST® Confidence



**Neue Nahtführung**  
ermöglicht **mehr Tragekomfort**  
auch in der Leistengegend

Die innovative Strick-  
methode ermöglicht eine  
**optimale Anpassung an**  
**individuelle Körperformen**



Contour Fit

Hergestellt aus einem  
geschmeidigen, anpassungs-  
fähigen Gestrick, das zudem  
die Sicherheit einer **festen**  
**Unterstützung** bietet



Weich & Stabil

Hochentwickeltes Feuchtig-  
keitsmanagement-System  
mit Doppelschichtaufbau für  
**optimalen Tragekomfort**




Feuchtigkeits-  
management

# Neue Massstäbe beim Komfort mit der **Contour-Fit**-Technologie

**Ermutigen Sie Ihre Klienten, den erhöhten Tragekomfort einer individuellen Passform selbst zu erleben.** Diese Kompressionsversorgungen wurden mit der Contour Fit Technologie entwickelt und eignen sich ideal für Patienten mit mildem bis moderatem Lymphödem und Lipödem\*. Sie lassen sich noch präziser an die individuellen Körperformen Ihrer Klienten anpassen und bieten ihnen nicht nur mehr Komfort, sondern auch ein hohes **Mass an Bewegungsfreiheit.**

**INNOVATIVE  
TECHNOLOGIE**

## Der Schlüssel zum individuellen Komfort: **Contour fit**



Die neue **Contour-Fit**-Technologie ermöglicht die Anpassung der Kompressionsversorgung an **vier unterschiedlichen Positionen**. Bei herkömmlichen Flachstrickprodukten ist dies nur an einer Position möglich. So kann die Kompression die Anatomie des Kunden exakt nachahmen.

Durch die einzigartigen Contour Points im Gestrick kann die Kompressionsversorgung die Anatomie des Kunden exakt nachahmen und sich so an die individuellen Körpermasse anpassen, für höchstmögliche Bewegungsfreiheit.

## Inspiziert von **Patienten** und entwickelt mit der **Technologie der nächsten Generation**



**“Meine Patienten sind sehr zufrieden mit dem weichen Material, das gleichzeitig den festen Druck bietet, den sie benötigen”**

**Justine Whitaker** – Director and Nurse Consultant,  
Northern Lymphology, Forest of Bowland, Lancashire, UK

# Das innovative neue Hosendesign

NEU

Unsere **neuen Confidence-Masshosen** haben ergonomisch gesetzte Nähte, die sich der natürlichen Körperform von Patienten mit **Lymphödem oder Lipödem** anpassen. Dies kann dazu beitragen, dass Beschwerden und Einschränkungen im Alltag Ihrer Klienten reduziert werden.



## Individuelle Passform für einzigartige Körperformen

Zum allerersten Mal bietet JOBST® Confidence - **eine spezielle Strickausführung sowohl für Lymphödem- als auch für Lipödem-Patienten.**

### LIPÖDEM



### LYMPHÖDEM



Es beginnt mit der **individuellen Körperform**



### ANMESSEN

Beide Patiententypen **werden entsprechend unseren Richtlinien vermessen.**



### ERKENNEN

Unser Fertigungssystem interpretiert Messungen und **erkennt** die Körperform entweder als **Lipödem oder Lymphödem.**



### ANFERTIGEN

Eine spezielle Strickausführung wird gewählt. Die innovative Stricktechnik **Contour Fit** ergibt ein Gestrück mit **formgenauem Sitz.**



# JOBST® Confidence - Ein Sortiment für individuelle Bedürfnisse

## Ausführungen



CG<sup>1</sup>  
Armstrumpf



AD  
Wadenstrumpf



AG  
Oberschenkelstrumpf



AT  
Strumpfhose



AG-HT



BT  
Leggings



B'T  
Leggings



CT  
Caprihose



ET Bermuda



AB<sup>1</sup> Socke

## Kompressionsklassen

### Obere Extremitäten

KKL 1 ▶ 15 - 21 mmHg

KKL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

### Untere Extremitäten

KKL 1 ▶ 18 - 21 mmHg

KKL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

KKL 3 ▶ 34 - 46 mmHg